



GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

Medidor CONTOUR®:



Tira reactiva CONTOUR®:



Prueba básica

Su dispositivo de lancetas puede no ser el que se muestra aquí. Consulte las instrucciones en la guía del usuario CONTOUR® y en el folleto instructivo MICROLET® 2 o Ascensia® MICROLET®.

Prepárese para la prueba:

Retire la protección del dispositivo de lancetas MICROLET2 o Ascensia MICROLET.



Afloje la funda protectora redonda de la lanceta girándola ¼ de vuelta pero sin retirarla.



Inserte firmemente la lanceta para enderezar el dispositivo.




Enrosque la cápsula de la lanceta.



Vuelva a colocar la cápsula.



Ajuste el dial de la cápsula según la profundidad de punción que prefiera.



Inserte el extremo gris de la tira reactiva en la ranura del medidor.



No necesita código.

El medidor se encenderá y en la pantalla aparecerá una tira reactiva con una gota de sangre intermitente, lo que indica que el medidor está listo para realizar la prueba.

Cómo obtener la gota de sangre:

Apriete la cápsula con firmeza en el lugar de la punción y presione el botón azul de expulsión con el pulgar.



Frote la mano y el dedo hacia el lugar de la punción para formar una gota de sangre.

Prueba de la sangre:

Toque la punta de la tira reactiva con la gota de sangre. La sangre llena la tira reactiva.



Manténgala sobre la gota de sangre hasta que el medidor emita un sonido.




Prueba en la yema del dedo

El resultado* se muestra después de la cuenta regresiva de 5 segundos.

Para apagar el medidor, retire la tira.

*El medidor está preconfigurado y bloqueado para mostrar los resultados en mg/dL. Si el resultado aparece en mmol/L, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente de Bayer Diabetes Care al 1-800-348-8100.



Para retirar la lanceta usada:

Sostenga con una mano el dispositivo de lanceta con el pulgar sobre la **hendidura de agarre** y con la otra mano sostenga el **dial de la cápsula gris**, como se muestra en la figura. Deslice suavemente la cápsula.



Coloque la funda protectora redonda sobre una superficie plana, con el logotipo de Bayer hacia abajo.



Con la lanceta usada aún colocada en el dispositivo, empuje la aguja de la lanceta completamente hasta la mitad del lado expuesto de la cápsula.

Expulse la lanceta de acuerdo con las instrucciones del folleto de dispositivo de lancetas.

¿Necesita ayuda?

Llame al número gratuito: 1-800-348-8100

www.bayerdiabetes.com/us

Uso del modo avanzado

Consulte la Guía del usuario para obtener más instrucciones.

Cómo configurar el medidor en el modo Avanzado

Para configurar el medidor en el modo Avanzado y aprovechar los marcadores de comidas y otras funciones disponibles:

1. Presione **M** para encender el medidor.
2. Mantenga presionado **▲** o **▼** durante 3 segundos.
3. El indicador L-1 aparecerá intermitente.
4. Presione **▲** o **▼** para seleccionar L-2.
5. Presione **M** para configurar.



Utilización de los marcadores


Consulte la Guía del usuario para obtener más instrucciones.

Antes de comer = Marca el resultado de una prueba que se realizó antes de comer.

Después de comer = Marca el resultado de una prueba que se realizó después de comer.

Registro = Marca el resultado como único o diferente de alguna manera.

Alarma = Configura una alarma para recordarle que debe realizarse una prueba después de comer.



Después de realizar una prueba y ver los resultados en la pantalla:

PARA MARCAR RESULTADOS	USTED VERÁ	PARA CONFIGURAR	USTED VERÁ	QUÉ SIGNIFICA	USO DE LA ALARMA
Antes de comer Presione ▲ o ▼	(intermitente)	Presione M		El resultado se marca como prueba realizada antes de comer. Presione M nuevamente para configurar una alarma.**	Quando suene la alarma, se encenderá el medidor y verá el resultado de la prueba realizada antes de comer.
Después de comer Presione ▲ o ▼	(intermitente)	Presione M		El resultado se marca como prueba realizada después de comer.	Presione cualquier botón una vez para apagar la alarma y dos veces para apagar el medidor.
Registro Presione ▲ o ▼	(intermitente)	Presione M		El resultado se marca en la memoria como una entrada única. Usted debe anotar este resultado en su registro Clinilog®.	Realice otra prueba y márkela con el indicador de la prueba después de comer (ver el cuadro de la izquierda).

Para comprender mejor cómo pueden ayudarlo estas funciones adicionales a controlar su diabetes. Visite www.bayerdiabetes.com/us o llame al número gratuito de Servicio al Cliente:

1-800-348-8100

Códigos de error y símbolos

Consulte la lista completa de Códigos de error en la Guía del usuario.

E1	Temperatura fuera de los valores establecidos.
E2	Hubo un problema para llenar la tira reactiva por completo. Volver a realizar la prueba con una tira reactiva nueva.
E3	El medidor ha detectado una tira reactiva usada. Volver a realizar la prueba con una tira reactiva nueva.
E11	Resultado anormal. Volver a realizar la prueba con una tira reactiva nueva.

Bayer HealthCare

Bayer HealthCare LLC
Mishawaka, IN 46544 USA
www.bayerdiabetes.com/us

Bayer

Bayer, el logotipo de Bayer, CONTOUR, MICROLET, Clinilog, No necesita código y el logotipo de No necesita código son marcas comerciales de Bayer.

50184410
Rev. 2/08

**La alarma está configurada en fábrica para sonar a las 2 horas. Consulte cómo ajustar la alarma en la Guía del usuario.